

NSK
Create it



get it!

Le Offerte Speciali NSK

DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 28 FEBBRAIO 2025



Nuovo VarioSurg 4



Varios Combi Pro



Turbine Ti-Max Z



Surgic Pro2

e molto altro!





Gentile Cliente,

sono molto felice di presentarle le offerte che NSK Dental Italy ha deciso di proporre per l'autunno 2024. Tra i tanti prodotti in promozione – turbine, contrangoli, dispositivi per la chirurgia e l'igiene orale – c'è una novità che rappresenta un'importante evoluzione per la gamma NSK: il nuovo VarioSurg 4. Il sistema di chirurgia ossea a ultrasuoni si distingue per il nuovo design, con un display ancora più chiaro e intuitivo che semplifica l'esperienza di lavoro, e per la possibilità di collegarlo a Surgic Pro2 e al comando a pedale wireless, che permette di gestire entrambi i dispositivi in modo semplice e confortevole, con un evidente risparmio di tempo.

Oltre alle tante offerte e all'introduzione del nuovo VarioSurg 4, ci sono altre importanti iniziative di NSK Dental Italy che ci tengo a segnalarle. La storia e la credibilità del brand NSK, che con i suoi prodotti rappresenta l'eccellenza tecnologica per l'odontoiatria e l'igiene orale, sono l'ispirazione e la solida base per gli eventi di formazione che sempre più spesso organizziamo: crediamo fortemente nella condivisione di conoscenze e nell'alleanza tra la nostra azienda e i professionisti del settore dentale per il miglioramento della salute orale e del più generale benessere delle persone.

Proprio nell'ottica di creare un'alleanza e una sinergia sempre più forti con i professionisti, abbiamo deciso di dare la possibilità di provare direttamente in studio Varios Combi Pro e, più recentemente, anche Surgic Pro2: i nostri responsabili commerciali, presenti su tutto il territorio italiano, possono essere contattati tramite il nostro sito (<https://italy.promotion.nsk-dental.com/>) per una demo gratuita, finita la quale si può acquistare il dispositivo ad un prezzo scontato – o restituirlo, senza alcun costo.

Oltre a queste opportunità di incontro individuale, continuiamo a credere nell'importanza di essere presenti nei principali eventi di settore per far conoscere la qualità delle tecnologie NSK e le ultime novità Made in Kanuma: anche quest'anno, NSK Dental Italy avrà un proprio stand a Colloquium Dental (Montichiari, 17-19 Ottobre).

Per restare aggiornati su queste e tutte le altre iniziative di NSK Dental Italy, la invito a seguire i nostri canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn, e a iscriversi alla nostra newsletter compilando il form presente nella sezione "Promo" del sito.

Non mi resta che invitarla a scoprire tutte le offerte della nuova brochure "Get it!" e inviare i nostri migliori auguri per una buona prosecuzione di 2024 a lei, al suo team e alle vostre famiglie.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

A handwritten signature in white ink, appearing to read 'F. Valenzuela', positioned to the left of the typed name.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Italy

A second handwritten signature in white ink, appearing to read 'Fernando Valenzuela', positioned to the right of the typed name.

Turbine

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati: NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air
- Sostituzione cartuccia in studio • Spray Quadruplo • Cuscinetti in ceramica



Attacco NSK
M900L
REF. P1254001

489€*
953€*

Attacco KaVo
M900KL
REF. P1258001

489€*
1.068€*



26W AD UN PREZZO IMBATTIBILE!

Fare della ricerca e sviluppo uno dei propri punti di forza significa anche questo:

immaginare e creare tecnologie sempre più efficienti e affidabili ad un prezzo che non ha confronti sul mercato – come le turbine serie S-Max M di NSK.

Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO CON LUCE

- Angolazione della testina a 100° • Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
 - Cuscinetti in ceramica • Fibre ottiche Cellular Glass • Meccanismo Push • Spray quadruplo • Sistema Clean Head
 - Quick Stop • Microfiltro* • DYNAMIC POWER SYSTEM* • DURAPOWERS CHUCK* • Facile sostituzione della cartuccia
- *Solo Z990L / Z890L



Attacco NSK
Z990L
REF. PA23730001

- Velocità: 280,000-360,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø12.1 x H 12.7 mm

799€*
1.741€*

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati



Attacco NSK
Z890L
REF. PA23720001

- Potenza: 41W
- Velocità: 320,000-400,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm

799€*
1.741€*

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

Cerchi una potenza senza precedenti, materiale ultraleggero e un'esperienza di taglio rivoluzionaria? Passa alla serie Ti-Max Z!

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi • Fibre ottiche Cellular Glass • Cuscinetti in ceramica
- Sistema Clean Head • Meccanismo Push • Spray quadruplo • 3X-Power System • Quick Stop • Facile sostituzione della cartuccia

2 anni di garanzia



Attacco NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Attacco KaVo
Zmicro KL
REF. PA2358

799€*
1.605€*

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.



Potenza senza precedenti

Nuova Turbina Ti-Max Z990L

Più potenza significa migliori prestazioni e risparmio di tempo, per la massima soddisfazione di dentista e paziente. Questo è l'equilibrio perfetto che NSK ha creato con la nuova turbina Ti-Max Z: una potenza senza precedenti, per un'esperienza di lavoro che unisce sicurezza, comfort e usabilità.



1 Ottime prestazioni, in minor tempo

Grazie ai 44W della versione Z990L, la turbina garantisce prestazioni impareggiabili e un taglio efficace anche su materiali estremamente duri. La procedura viene completata in minor tempo, riducendo lo stress e l'affaticamento sia per l'operatore che per il paziente.



2 Massima sicurezza

La funzione Quick-Stop consente di arrestare il rotore nel più breve tempo possibile, evitando che i liquidi contaminati vengano risucchiati nella testa dello strumento, con un evidente vantaggio in termini di igiene e protezione dalle infezioni crociate. Non solo: grazie all'arresto immediato della rotazione del trapano, è garantito un elevato livello di sicurezza.



3 Comfort e facilità d'uso migliori

La testa con angolazione a 100° consente un accesso più agevole all'area molare, mentre il rivestimento DURAGRIP rende il corpo in titanio, già leggero e resistente, ancora più resistente ai graffi e più facile da impugnare, riducendo in modo significativo l'affaticamento della mano durante il trattamento.

Turbine


S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE

LA TESTINA PIÙ PICCOLA AL MONDO



- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica



Scala 1:1

Testina - \varnothing : 8,6 mm
Altezza testina: 9,0 mm

Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001

699€*
1.119€*

Attacco KaVo®
S-Max pico KL
REF. P1142001

699€*
1.204€*

Da utilizzare con le frese PICO BUR

Pico bur

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico. Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.



A PARTIRE DA

37€* cad.
52€*

Completa la tua turbina S-Max Pico con il Kit frese Pico!

Scopri Pico Bur inquadrando il qr code:



Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE

POTENZA 20W



- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti

Attacco NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211001

329€*
656€*

Attacco KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212001

329€*
705€*




Attacco diretto
Pana-Max2 M4
REF. P1154001

299€*
524€*



Sistema di controllo delle infezioni NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence.

Il **Clean Head System**, presente nella testina di contrangoli e turbine, impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno**, presente nei micromotori e negli attacchi, impedisce la contaminazione dell'acqua.



Turbine e attacchi



Contrangoli e micromotori



Tutti i manipoli NSK sono dotati di **Clean Head System** che previene il risucchio.

Tutti gli attacchi e i micromotori possiedono un **sistema antiritorno** integrato.



L'efficienza del sistema DualDefence™ è stata testata e convalidata da università rinomate, come l'Università di Washington, l'Università di Umeå in Svezia e l'Università Nazionale di Singapore.



Contrangoli

S-Max M

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



Con Luce 1:5

M95L

REF. C1023001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

529€*
1.233€*

Senza Luce 1:5

M95

REF. C1026001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

459€*
931€*



Con Luce 1:5

M25L

REF. C1024001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

489€*
928€*

Senza Luce 1:5

M25

REF. C1027001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

389€*
699€*



Senza Luce 1:1

M65

REF. H1008001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

399€*
674€*

Cerchi più leggerezza?
Scopri alla pagina successiva
la serie in titanio Ti-Max X!

Contrangoli

Ti-Max X

CONTRANGOLI IN TITANIO

 **2 anni di garanzia**

ANCORA PIÙ LEGGERI



Con Luce **1:5**

X95L

REF. C600001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

779€*
1.561€*

Senza Luce **1:5**

X95

REF. C610001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

629€*
1.193€*



Con Luce **1:5**

X25L

REF. C601001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

629€*
1.151€*

Senza Luce **1:5**

X25

REF. C611001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

429€*
821€*



Con Luce **1:1**

X65L

REF. H273001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

899€*
1.267€*



CORPO IN TITANIO*

Leggero e resistente. La sua leggerezza riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi e la sua resistenza lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.

Contrangoli

Ti-Max Z

CONTRANGOLI IN TITANIO

Vuoi integrare la leggerezza con la massima silenziosità e il comfort operativo? Passa alla serie Ti-Max Z, ancora più conveniente con i suoi 3 anni di garanzia!

 3 anni di garanzia



FUNZIONE DOPPIO SPRAY

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno. Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente. NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.

Con Luce 1:5

Z95L

REF. C1034001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min⁻¹
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

969€*
1.830€*



Con Luce 1:1

Z25L

REF. C1038001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

839€*
1.171€*

MASSIMA VISIBILITÀ GRAZIE ALL' ANGOLO A 45° E MINORE AEROSOL COL DOPPIO SPRAY



Con Luce 1:4,2

Z45L

REF. C1064001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 168.000 min⁻¹
- Testina con angolo 45°
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

969€*
1.635€*



“ Il Manipolo Z45L grazie alla sua leggerezza e al suo incredibile trasferimento di Torque rende agevoli e rapidi tutti i tipi di Odonto- ed Osteotomie. Queste ultime risultano precise anche con frese a gambo lungo grazie alla completa assenza di vibrazioni determinate dal rotore in grado di sopportare grossi attriti senza sforzo. La possibilità di regolare lo spray, con e senza l'aria, rendono lo strumento utilizzabile in tutte le applicazioni chirurgiche. La precisione, la leggerezza e l'efficienza di questo dispositivo rendono gli interventi più lunghi agevoli senza il sovraccarico del compartimento carpale con una sensazione ottimale per la mano anche dopo lunghe giornate di lavoro.

Dott. Riccardo D'Aquino


”

È ORA DI CAMBIARE



Guarda come i contrangoli NSK riducono considerevolmente la generazione di aerosol.

Funzione Doppio Spray



La prima funzione Doppio Spray al mondo che ti consente di scegliere istantaneamente tra uno spray nebulizzato e uno a getto. Scegli in un istante a seconda delle condizioni e della procedura da eseguire. Lo spray a getto previene l'enfisema sottocutaneo nelle procedure chirurgiche mentre mantiene il raffreddamento durante le procedure di restaurativa. Quando è possibile utilizzare lo spray nebulizzato senza limitazioni, è sufficiente ruotare il selettore. Non sono richieste altre modifiche all'attrezzatura.

Selettore On/Off



Passa in un istante dallo spray a getto (solo acqua) allo spray nebulizzato (acqua e aria).

Micromotori e Attacchi

Micromotori



Con Luce

M40 XS

REF. E1135051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

679€*

1.277€*

Senza Luce

M40N XS

REF. E1136051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

499€*

865€*

Senza Luce

S-Max M205 M4

REF. M1007001

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Velocità massima 22,000 min⁻¹

439€*

613€*



Attacchi NSK

PIÙ POTENZA AL TUO STRUMENTO!



KCL-LED

REF. P1005600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

349€*

630€*



PTL-CL-LED

REF. P1001600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

209€*

442€*

Attacco rapido PTL-CL-LED

REF. P1001600

VALORE DI LISTINO: 442€

Turbina M900L

REF. P1254001

VALORE DI LISTINO: 953€

+

539€*


1.395€*



Manutenzione

iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

 1 anno di garanzia

iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli



Sistema Automatico per Pulizia
iCare C2 REF. Y1002787
VALORE DI LISTINO: 3.335€



+ 2 Adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 146€

1.779€*
3.627€*

iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
- Certificato ISO 15883 e 15883-5



Sistema Automatico per Pulizia
iCare+ C2 REF. S102
VALORE DI LISTINO: 8.698€



+ Soluzione di pulizia e risciacquo
n.clean REF. ACL600
VALORE DI LISTINO: 208€



+ Soluzione battericida, fungicida, virucida
n.cid REF. ACD600
VALORE DI LISTINO: 221€



+ **Olio Manutenzione** REF. Z016117
VALORE DI LISTINO: 130€



+ 2 adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 146€

5.699€*
9.549€*

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

- Confezione da 6 x 500 ml

135€*
212€*

Igiene e Profilassi

PER GLI EROI DELL'IGIENE ORALE.

Azione semplice, doppia prestazione

Varios Combi Pro

Scaling ad ultrasuoni × Polvere per pulizia



Contattaci per conoscere il tuo miglior alleato per l'igiene orale.
Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita.

<https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-varios-combi-pro/>

Vuoi provare la qualità del Varios Combi Pro?
Mettilo alla prova nel tuo studio
con una demo gratuita!

Igiene e Profilassi

Varios Combi Pro

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO


 1 anno di garanzia

Varios Combi Pro

REF. Y1002843

Il dispositivo è composto da:

- Unità di comando
- Prophy-System, include:
 - manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
- Ultrasuoni, include manipolo ad ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione



LED



iPiezo engine®

Sai quali sono i vantaggi della tecnologia iPiezo engine?
Scopri! Inquadrando il QRcode!



Dispositivo per il Trattamento Parodontale

Varios Combi Pro REF. Y1002843

VALORE DI LISTINO: 6.593€



Trattamento Parodontale Subgengivale

Kit Perio REF. Y1003042

VALORE DI LISTINO: 1.163€



2° Ablatore Multifunzionale ad Ultrasuoni

Varios2 Lux REF. E351050

VALORE DI LISTINO: 1.085€



Punte per protesi e Impianti

Kit Perio-Control REF. Y1002606

VALORE DI LISTINO: 215€



4.899 €*

~~9.056€*~~

iCart Prophy

CARRELLO FUNZIONALE PER VARIOS COMBI PRO

Il nuovo iCart Prophy si adatta perfettamente al dispositivo di profilassi Varios Combi Pro. Il carrello, stabile e regolabile in altezza, è dotato di 4 ruote di cui 2 posizionate in modo flessibile. Attraverso un sistema di freni, è possibile spostare in sicurezza Varios Combi Pro e posizionarlo in base alle proprie esigenze.



iCart Prophy

REF. S9095

999€*

~~1.885€*~~



“ Come igienista dentale e formatrice, ho avuto modo di provare Varios Combi Pro durante la terapia parodontale non chirurgica e perimplantare, trovandolo efficiente ed ergonomico. La tecnologia ultrasonica è performante grazie alle differenti modalità sopra e sottogengivali per un trattamento basato sul comfort del paziente. La varietà degli inserti permette una buona adattabilità a tutte le superfici radicolari ed alle aree critiche. La combinazione con il manipolo per le polveri è utile per inserire l'Air Polishing Therapy nella routine quotidiana consentendo anche la rimozione sulcolare del biofilm dentale ed in particolare nel paziente in mantenimento parodontale ed ortodontico. Ho apprezzato che l'ugello delle polveri possa essere sostituito ad ogni utilizzo e l'Auto-cleaning del dispositivo tra un paziente e l'altro. ”

Dott.ssa Consuelo Sanavia

Igiene e Profilassi

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Design maneggevole: il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo con puntale da 60°
- Coperchio per serbatoio polvere
- Puntale da 80°
- FLASH pearl 5 x 15 g
- Kit di manutenzione

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135029
VALORE DI LISTINO: 1.335€



+ 2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 418€



+ Flash Pearl (4 x 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 126€



959€*
1.879€*

 **1 anno di garanzia**

Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



FACILE ROTAZIONE DI 360°

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
- Per il trattamento di tasche periodontali e periimplantiti il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo
- Serbatoio polvere
- Beccucci (40 pz)
- Kit di manutenzione
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002654
VALORE DI LISTINO: 1.492€



+ 2° Manipolo
PER-HP REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 518€



+ Polvere di Pulizia (2 x 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 90€



959€*
2.100€*

 **1 anno di garanzia**

Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



FACILE ROTAZIONE DI 360°

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Contrangoli riduzione 4:1



- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini

Senza Luce 4:1

FX57m
REF. C1054001

269€*
~~383€*~~



- Contrangolo per: OrthoStripping / Proxoshaping / Composhaping
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

Senza Luce 4:1

X55
REF. C618001

589€*
~~821€*~~

Non possono essere usate frese con gambo in metallo

Ablatori ad aria



- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

Con Luce

S970L
REF. T1005001

849€*
~~1.479€*~~

Senza Luce

S970
REF. T1020001

649€*
~~1.213€*~~



- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

Con Luce

S970KL
REF. T1013001

859€*
~~1.616€*~~



- Frequenza di oscillazione: 5.600-6.000 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- Chiave per punte (CR-20)
- Coperchio punta (L)

Senza Luce

AS2000M4
REF. T698001

299€*
~~622€*~~

Igiene e Profilassi

Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE



 1 anno di garanzia

Con Luce

Varios 970 LED
REF. Y1004161

1.679€*
~~3.153€*~~

Senza Luce

Varios 970
REF. Y1004160

1.449€*
~~2.721€*~~

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE



 1 anno di garanzia

Senza Luce

Varios 370
REF. Y1001340

• Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:
G · Generale, E · Endondonzia, P · Perio

749€*
~~1399€*~~

iProphy

MANIPOLO CORDLESS PER PROFILASSI



iProphy Set Completo

REF. Y1500015

Il dispositivo è composto da:

- Motore iProphy
- Testina iFX57
- Porta Manipolo
- Adattatore AC
- Ugello Spray di tipo F

689€*
~~1.603€*~~

Endodonzia

Kit Endodonzia 1

Localizzatore Apicale Avanzato
iPex II REF. Y1002208
VALORE DI LISTINO: 1.267€



+ Micromotore per Endodonzia
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230
VALORE DI LISTINO: 1.951€



+ TESTINA PER Endo-Mate DT2
MPAS-F20R REF. Y110046
VALORE DI LISTINO: 555€



1.749€*
~~3.773€*~~



ENDO-MATE DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA **1 anno di garanzia**

REF. Y1004230

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

889€*
~~1.951€*~~



ENDO-MATE TC2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA **1 anno di garanzia**

REF. Y1001027

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

959€*
~~1.801€*~~



MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2
E ENDO-MATE TC2

REF. Y110046

399€*
~~555€*~~



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

REF. Y1002208

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

639€*
~~1.267€*~~



EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO

REF. C592001

- Testina ridotta
- Meccanismo Push
- Per strumenti NiTi (Ø2.35)
- Rotazione 360°

519€*
~~739€*~~



Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

- Corpo in Titanio
- Per strumenti NiTi (Ø 2.35)
- Rotazione 360°
- 4 livelli di Torque (0.25, 0.5, 1.0, 3.0 Ncm)
- Testina ridottissima
- Meccanismo Push°

799€*
~~1.146€*~~



Chirurgia

Integrata, connessa, user-friendly.

La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.



1 INCISIONE OSSEA **Nuovo VarioSurg 4**

Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO **Surgic Pro2**

Micromotore Chirurgico per Implantologia



3 MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE **Osseo 100+**

Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione.



4 AVVITAMENTO PROTESICO **iSD900**

Avvitatore Protesico Cordless



5 TRATTAMENTO PARODONTALE **Varios Combi Pro**

Dispositivo per il Trattamento Parodontale



Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro2 include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)



Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita.
<https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-surgic-pro2/>

Con Luce

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

Opzione OPT

Unità di controllo
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
 VALORE DI LISTINO: 6.814€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
 VALORE DI LISTINO: 1.554€



3.999€*
 8.368€*

Senza Luce

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

Opzione NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196
 VALORE DI LISTINO: 5.162€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C101001
 VALORE DI LISTINO: 1.068€




2.999€*
 6.230€*

Valigetta (Surgic Pro2)

REF. Y1004219




299€*
 639€*



Terminali iOS compatibili

- iPad (5ª generazione)
- iPad (6ª generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione)
- iPad Pro 11" (2ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (5ª generazione)
- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza. iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



“ Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La nuova strumentazione chirurgica Surgic Pro2 porta l'implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell'atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l'inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d'inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l'Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo



Operatività Sicurezza Espandibilità Wireless

Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: questi sono i punti cruciali in cui il nuovo Surgic Pro2 fa la differenza. Il micromotore chirurgico NSK rappresenta un'innovazione straordinaria, progettata per dare ai professionisti un dispositivo in grado di garantire un'esperienza di lavoro più efficace, affidabile e confortevole. Ci sono tante buone ragioni per scegliere Surgic Pro2 – il progresso intelligente, l'evoluzione del trattamento implantare.



1 Migliore operatività grazie al nuovo motore più compatto e al bilanciamento spostato più vicino alla testa del manipolo: più comfort, meno stress.



2 Display sicuro con sensibilità regolabile, facile da pulire grazie allo schermo piatto e al pannello touch intelligente, regolabile per avere una maggiore sensibilità quando si usano guanti e teli chirurgici.



3 Ottima visibilità grazie all'ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, con icone estremamente intuitive. La luminosità del display può essere regolata, scegliendo tra i 10 livelli di intensità disponibili.



4 Luce LED ad alta risoluzione per permettervi di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati naturalmente e quindi darvi una maggiore visibilità durante il trattamento, generando una quantità minima di calore.



5 Silenzioso e fluido grazie alla pompa di irrigazione, che fornisce un flusso costante e regolare ed è perfettamente inserita nel design compatto.



6 Massima precisione di coppia resa possibile dal sistema ottimizzato di calibrazione AHC: massima sicurezza contro il superamento del torque durante il caricamento dell'impianto.



7 Prevedibilità e controllo grazie al grafico del torque e al dialogo con Osseo 100+ per decidere in totale sicurezza quando caricare l'impianto, in particolare se il tempo di trattamento è ridotto.



8 Espandibilità wireless con la connessione a più dispositivi, come VarioSurg4, Osseo 100+, il comando a pedale wireless e l'iPad, per ampliare notevolmente l'ambito del trattamento implantare.

Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless FC-78
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori



MAGGIORE POTENZA FINO A 80 NCM

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.

Con Luce

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Opzione 1 OPT

Unità di controllo
Surgic Pro OPT REF. Y1003586
VALORE DI LISTINO: 6.516€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.554€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.554€



3.999€*
9.624€*

Opzione 2 OPT

Unità di controllo
Surgic Pro OPT REF. Y1003586
VALORE DI LISTINO: 6.516€



+ Contrangolo con luce (Moltiplicatore 1:3)
X-SG93L REF. C1004001
VALORE DI LISTINO: 1.561€



+ Manipolo diritto con luce (Rapporto 1:1)
X-SG65L REF. H1009001
VALORE DI LISTINO: 1.271€



3.999€*
9.348€*

Senza Luce

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Opzione 1 NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587
VALORE DI LISTINO: 4.966€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C1010001
VALORE DI LISTINO: 1.068€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C1010001
VALORE DI LISTINO: 1.068€



2.999€*
7.102€*

Opzione 2 NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587
VALORE DI LISTINO: 4.966€



+ Contrangolo senza luce (Moltiplicatore 1:3)
X-SG93 REF. C1007001
VALORE DI LISTINO: 1.214€



+ Manipolo diritto senza luce (Rapporto 1:1)
X-SG65 REF. H1038001
VALORE DI LISTINO: 758€



2.999€*
6.938€*

Chirurgia

Nuovo VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI



CON
DOPPIA
LUCHE


VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.959€*
9.490€*

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e supporto punte)



Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

- Chirurgia orale
- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift
- Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare
- Perio
- Scaling
- Perio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

Sistema di chirurgia ad ultrasuoni
VarioSurg 4 (senza pedale) REF. Y1500712
VALORE DI LISTINO: 8.358€



+ Micromotore chirurgico per implantologia
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 6.814€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.554€



+ Carrello
iCart Duo REF. S9090
VALORE DI LISTINO: 1.885€



9.299 €*
18.611€*

Sistema di chirurgia ad ultrasuoni
VarioSurg 4 (senza pedale) REF. Y1500712
VALORE DI LISTINO: 8.358€



+ Micromotore chirurgico per implantologia
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 6.814€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.554€



+ Supporto
Link Stand3 REF. ZA16230001
VALORE DI LISTINO: 506€



8.599 €*
17.232€*



Deflussori REF. Y900113
• Confezione da 5 pezzi

64€*
90€*

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

Osseo 100

REF. Y1004175

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

1.669€*
3.150€*

Contenuto:

- Dispositivo Osseo 100
- Driver MultiPeg
- Adattatore e spine di rete MultiPeg™ non incluso, venduto separatamente.



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

Osseo 100+


Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.

Osseo 100+

REF. Y1004176

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

1.819€*
3.599€*



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

MulTipeg™ RIUTILIZZABILE

- Per tutti i principali sistemi di impianto* • Rispetta i tessuti, in titanio resistente • Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma • Calibrazione secondo lo standard ISQ

* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.

MulTipeg

35€*
67€*



Scopri l'intera gamma inquadrando questo QR code:
<https://nsk-dental.com/qr/multipeg>

L'UNICO STERILIZZABILE
NEL MERCATO

iSD900

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹

1.309€*
2.083€*



1 anno di garanzia



“ Utilizzo quotidianamente l'avvitatore iSD900 NSK per l'inserimento delle miniviti ortodontiche e per l'ancoraggio scheletrico in ortodonzia. Il dispositivo è estremamente preciso e molto maneggevole in quanto di dimensioni ridotte. L'estrema silenziosità, inoltre, lo rende molto adatto anche per l'utilizzo in giovani pazienti. Lo strumento può essere adattato per diverse tipologie di intervento, variando il Torque e la velocità di rotazione.

Dott. Daniele Cantarella

”

Contrangoli

ALTA VELOCITÀ

 **2 anni di garanzia**



Con Luce 1:3

Z-SG45L
REF. C1107001

• Spray triplo

1.079€*
1.520€*

Senza Luce 1:3

Z-SG45
REF. C1108001

• Spray triplo

899€*
1.301€*



Con Luce

X450L
REF. P1078001

- Potenza: 21 W
- Velocità: 380,000~450,000 min⁻¹
- Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento
- DURACOAT resistente ai graffi

- Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray

799€*
1.118€*

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

RIDUZIONE 20:1

 **1 anno di garanzia**



Senza Luce 20:1

SG20
REF. C1010001

759€*
1.068€*



Con Luce 20:1

X-SG20L
REF. C1003001

1.099€*
1.554€*



Senza Luce 20:1

SGMS-ER20i
REF. Y110147

679€*
955€*

SMONTABILE



Con Luce 20:1

X-DSG20L
REF. C1068001

1.189€*
1.671€*

Senza Luce 20:1

X-DSG20
REF. C1067001

969€*
1.358€*

MOLTIPLICATORE 1:3



Con Luce 1:3

X-SG93L
REF. C1004001

1.099€*
1.561€*

Senza Luce 1:3

X-SG93
REF. C1007001

869€*
1.214€*

“ La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell'ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni

”

SGX-E20R

MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI

 1 anno di garanzia

SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.

Senza Luce **20:1**

SGX-E20R

REF. HA1200001

- Riduttore 20:1
- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2,000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/ inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofaciale/ chirurgia orale

1.329€*

1.861€*

Raffreddamento efficiente grazie all'irrigazione esterna

L'irrigazione esterna di SGX-E20R permette di raffreddare efficacemente il campo operatorio e la fresa durante i trattamenti.

Sistema di sigillatura

Grazie al sistema di sigillatura si previene l'ingresso di contaminanti nello strumento, rendendo la decontaminazione più facile e prolungando così la vita dello strumento stesso.

Contrangoli per micro chirurgia



Senza Luce **1:2**

SGS-E2S

REF. H266001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min⁻¹

899€*

1.285€*



Senza Luce **1:1**

SGA-ES

REF. H263001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 40,000 min⁻¹

779€*

1.091€*



Senza Luce **1:2**

SGA-E2S

REF. H265001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min⁻¹

999€*

1.396€*

Manipoli dritti

 1 anno di garanzia



Con Luce **1:1**

X-SG65L

REF. H1009001

899€*

1.271€*

Senza Luce **1:1**

X-SG65

REF. H1038001

539€*

758€*



Senza Luce **1:1**

SGS-ES

REF. H264001

449€*

626€*

Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

 1 anno di garanzia

REF. Y141471


- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 g (senza cavo)

1.469€*
2.452€*



Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

 1 anno di garanzia

REF. Y141472


- Torque potente e stabile di 6 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 g (senza cavo)

1.269€*
2.452€*



Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE

 1 anno di garanzia

REF. Y150022


- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

639€*
1.193€*



Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD

 1 anno di garanzia

REF. Y1002890

- Velocità: 1.000 ~35.000 min⁻¹
- Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

869€*
1.769€*



PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.269€*
2.384€*



PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.659€*
3.118€*



“ Quest'anno ad Aprile sarà il 30esimo anno di attività del mio laboratorio. I micromotori NSK Volvere mi accompagnano dall'inizio della mia carriera professionale. Utilizzo personalmente, con grande orgoglio e legame affettivo, ancora il primo micromotore NSK Volvere, acquistato circa 25 anni fa. La sua affidabilità e leggerezza lo rendono unico, anche grazie all'assistenza di tecnici specializzati di NSK sempre pronti e disponibili per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. La gamma completa dei Micromotori NSK, Ultimate Compact, Ultimate Torque e Volvere i7, oggi ci permette di utilizzare il device specifico per le diverse lavorazioni, avendo così sempre la migliore soluzione e performance a portata di mano.

Odt. Massimo Di Deco



Odontoiatria portatile

Dentalone

L'UNITÀ CHIRURGICA PORTATILE

Con Luce

Dentalone

REF. S9070

Il set completo Dentalone include:

- Pannello di controllo LCD Multi Pad illuminato
- Micromotore NLX nano (40,000 rpm) autoclavabile, dotato di illuminazione LED, corpo in Titanio, irrigazione interna
- Ablatore ultrasonico multifunzionale integrato Varios 170 LED con manipolo VA2-LUX-HP leggero e compatto
- Siringa aria / acqua / spray con luce LED
- Cannula d'aspirazione saliva
- Serbatoio da 500 ml
- Contenitore residui da 1 litro

10.799€*

~~16.986€*~~



VIVA ace

SISTEMA ODONTOIATRICO MOBILE

Con Luce

Set completo VIVA ace 230

REF. Y1003773

- Dimensioni: L 462 × P 298 × H 284 mm
- Peso unità di controllo: 8,6 kg

Il set completo VIVA ace include:

- Set base VIVA ace 230
- Kit motore VIVA ace
- Kit scaler VIVA ace

8.499€*

~~15.578€*~~



VIVA MATE G5

LED

MICROMOTORE LED PORTATILE

Con Luce

SET VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min⁻¹

1.599€*

~~2.231€*~~



Consumabili

FLASH pearl



Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 flaconi da 300gr
- Diametro particelle: 54 µm

89€*
126€*

SOFT pearl



La nuova polvere detergente, SOFT Pearl, è consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie; particolarmente efficace su macchie da leggere a moderate.

SOFT pearl

REF. Y1500721

- Idrosolubilità ideale e ritardata
- Dimensione particelle: 65 µm
- Applicazione: sopra gengivale
- Materiale: glicina
- Senza fluoro
- 4 flaconi da 250 g

115€*
160€*

Perio-Mate Powder



Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing

Perio-Mate Powder

REF. Y900938

- 2 flaconi da 160gr
- Diametro particelle: 25 µm

64€*
90€*

SOLUZIONI PER iCARE+

n.clean



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

n.clean

REF. ACL600

- Confezione da 6 (500ml/cad)

148€*
208€*

n.cid



Soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida.

n.cid

REF. ACD600

- Confezione da 6 (500ml/cad)

157€*
221€*

Olio manutenzione



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3

Olio manutenzione

REF. Z016117

- Confezione da 1 litro

93€*
130€*

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

- Confezione da 6 x 500 ml

135€*
212€*

Deflussori



I deflussori NSK sono specificatamente studiati per la pompa peristaltica dell'unità chirurgica Surgic Pro, Surgic Pro+, Surgic Pro2 e VarioSurg4: si inseriscono perfettamente nel condotto per l'irrigazione esterna del manipolo e non mettono sotto sforzo la pompa, né la fanno surriscaldare compromettendola. Utilizza sempre i ricambi originali NSK per prolungare la vita dei tuoi strumenti!

REF. Y900113

- Confezione da 5 pezzi

64€*
90€*

Punte ultrasoniche

Promo punte Piezo 3+1

SCEGLI 4 PUNTE PER IL VARIOSURG 4,
LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!*



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona
o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:
www.italy.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery

Le punte chirurgiche
più richieste:

H-SG1
REF. Z305151



SG17
REF. Z305132



SG7D
REF. Z305108



SG11
REF. Z305112



SG16A
REF. Z305128



SG15D
REF. Z305127



SG15B
REF. Z305125



*Offerta non applicabile sul kit punte


Promo punte Varios 3+1

NSK offre un'ampia gamma di punte ultrasoniche Varios per ogni
applicazione clinica

SCEGLI 4 PUNTE VARIOS.
LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona
o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:
www.italy.nsk-dental.com/admin/wp-content/uploads/PR-D1235ITv2_211026.pdf





Piergiuseppe Vesentini

Dental Tech. Advisor & Coordinator

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 345 8684801



Il dentista chiama NSK



NSK invia al dentista il numero della pratica (RMA)



NSK riceve il prodotto difettoso

IN GARANZIA



NSK spedisce il prodotto riparato entro 24 ore

FUORI GARANZIA



NSK invia un preventivo al dentista



Il dentista approva il preventivo



NSK spedisce il prodotto riparato entro 24 ore

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI NSK



Leo Altamura

Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta

Area Manager & North Supervisor, DSO Manager

✉ leo.altamura@nsk-italy.it

☎ 328 7993824



Giovanna Grandinetti

Lombardia, Piemonte

Sales Specialist

✉ giovanna.grandinetti@nsk-italy.it

☎ 340 4276723



Michele Latorre

Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna

Area Manager

✉ michele.latorre@nsk-italy.it

☎ 345 7935429



Mario Scialò

Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise

Area Manager

✉ mario.scialo@nsk-italy.it

☎ 334 111877



Federico Morreale

Sicilia, Calabria

Sales Specialist

✉ federico.morreale@nsk-italy.it

☎ 388 5849046



Alessandro Scarpati

Director

✉ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano

Key Account Manager

✉ daniele.mangano@nsk-italy.it

☎ 346 3841235




Rosario Celaia

Implantology & Equipment Manager

✉ rosario.celaia@nsk-italy.it

☎ 349 4740661



* Offerte valide dal 1 Settembre 2024 al 28 febbraio 2025 salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa, i prezzi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono acquistabili presso la rete di distribuzione di NSK Dental Italy s.r.l.



nskdentalitaly



nsk-dentalitaly



NSKDentalitaly



nskdentaleurope